



***! Alles aus einer Hand !***  
*! Jetzt auch als Internet-Shop !*  
**DEHAS - Wir denken weiter**

## **Flüssig - Sauerstoffsparsystem EasyMate – Leicht gemacht!**

### **Gepulstes LOX System**

- Applikation von Sauerstoff-Boli on demand, d.h. ausgelöst durch den Triggerdruck des Patienten
- Boli entsprechend einem Konstantflow von 1 bis 4 L/min, in 4 Stufen einstellbar
- Impulsvolumen innerhalb +/- 15% des normalen Boluswertes (bei allen Atmungsarten)
- Gewicht 1,32 kg LEER
- Gewicht 1,63 kg GEFÜLLT
- Füllung 0,32 Liter
- keine Batterie erforderlich
- Arbeitsdruck 3,65 bar
- Nutzungsdauer bei 2 L/min ca. 8 Stunden
- Füllanschluss für alle gängigen Systeme verfügbar



### **pneumatisches LOX Sparsystem EasyMate**

**Hilfsmittelnummer: 14.24.05.9002**

Ja, ich möchte mehr wissen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

Name / Adresse

Ansprechpartner / Abteilung

Datum / Unterschrift

**FAX-ANTWORT 0451 / 80 90 4 - 111**