



! Alles aus einer Hand !
! Jetzt auch als Internet-Shop !
DEHAS - Wir denken weiter

Sauerstoffsparventil EasyPulse 5 – Einfach clever!

**Verlängert die Nutzungszeit
der Sauerstoff-Flasche um
das 3 – 4 fache**

- Applikation von Sauerstoff-Boli on demand, d.h. ausgelöst durch den Triggerdruck des Patienten
- Sparverhältnis bis 5,7:1
- Boli entsprechend einem Konstant-flow von 1 bis 5 L/min, in 5 Stufen einstellbar
- 2 L/min kontinuierlicher Dauerflow
- Impulsvolumen innerhalb +/- 15 % des normalen Boluswertes (bei allen Atmungsarten)
- Gewicht 283 g
- Anschluss direkt an handelsübliche Sauerstoff-Flaschen (0,8 – 10 Liter)
- keine Batterie erforderlich



**pneumatisches
O₂ Sparsystem
EasyPulse 5**

Hilfsmittelnummer: 14.24.05.8003

Ja, ich möchte mehr wissen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

Name / Adresse

Ansprechpartner / Abteilung

Datum / Unterschrift

FAX-ANTWORT 0451 / 80 90 4 - 111