



2007

## C Blutdruckmessung

### Blutdruckmanschetten

Langzeit-Blutdruckmessung  
Klettverschluss

Artikelnummer Einschlauch	Modell	Länge in cm	VE in Stk.
Quality NIBP 1 LZB ERL-*	Erwachsene, lang	33 - 41	1
Quality NIBP 1 LZB ERS-*	Erwachsene, starke Arme, schmal	32 - 42	1
Quality NIBP 1 LZB ER-*	Erwachsene, standard	22 - 32	1
Quality NIBP 1 LZB K-*	Kinder, standard	14 - 21	1

\* Unbedingt immer angeben:

Artikelnummer + Adapterkennung nach Monitorhersteller

**Datex**

= **\*DT**

**Dinamap / Criticon**

= **\*DM**

**Hellige / Dräger**

= **\*LL**

**Marquette / GE**

= **\*MQ**

**Siemens / HP / Datascope / Spacelabs**

= **\*HP**

**Rectuskupplung**

= **\*R** **Achtung: Bei Rectuskupplung gilt der angegebene Preis zzgl. 3,00 €**



2007

## C Blutdruckmessung

### Blutdruckmanschetten

Langzeit-Blutdruckmessung  
Zugbügelmanschette

Artikelnummer Einschlauch	Modell	Länge in cm	VE in Stk.
Quality NIBP 1 LZBZ ERL-*	Erwachsene, lang	33 - 41	1
Quality NIBP 1 LZBZ ERS-*	Erwachsene, starke Arme, schmal	32 - 42	1
Quality NIBP 1 LZBZ ER-*	Erwachsene, standard	22 - 32	1
Quality NIBP 1 LZBZ K-*	Kinder, standard	14 - 21	1

\* Unbedingt immer angeben:

Artikelnummer + Adapterkennung nach Monitorhersteller

**Datex**

= \*DT

**Dinamap / Criticon**

= \*DM

**Hellige / Dräger**

= \*LL

**Marquette / GE**

= \*MQ

**Siemens / HP / Datascope / Spacelabs**

= \*HP

**Rectuskupplung**

= \*R **Achtung: Bei Rectuskupplung gilt der angegebene Preis zzgl. 3,00 €**